

Ficha técnica IU-TPT00002 - IU-TPT00003

Descripción

Test de Cocaína o Marihuana en Orina de Detección Rápida con Tarjeta de Inmersión de Tezaro Pharma



USOS Y APLICACIONES

El **Test de Cocaína o Marihuana en Orina de Detección Rápida con Tarjeta de Inmersión de Tezaro Pharma** es un producto diseñado para detectar cualitativamente la presencia de cocaína o marihuana en muestras de orina. Este test se utiliza en diversos entornos, como clínicas, hospitales, centros de rehabilitación y programas de detección de drogas en el lugar de trabajo, con el fin de identificar el consumo de cocaína y tomar medidas adecuadas.

CARACTERÍSTICAS

- **Formato de Tarjeta de Inmersión:** El test se presenta en un formato de dip card, que permite una fácil y rápida inmersión de la tarjeta en la muestra de orina, facilitando el proceso de prueba.
- **Metodología:** Utiliza la técnica de oro coloidal para la detección de la cocaína o marihuana, que es altamente sensible y específica.

- **Certificaciones:** Cumple con los estándares de calidad y seguridad, incluyendo las certificaciones ISO 13485, 510K, CE y CLIA-Waived.
- **Precisión:** Ofrece una precisión superior al 99%, lo que garantiza resultados confiables y precisos.
- **Especificidad:** La **prueba de cocaína** está diseñada para detectar específicamente la presencia de cocaína en concentraciones de 300 ng/mL en muestras de orina. Mientras que, el **test de marihuana** está diseñado específicamente para detectar el THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana. Esto asegura una detección precisa y selectiva de la presencia de esta sustancia en la muestra de orina de 50 ng/mL.
- **Tamaño:** Tiene un tamaño de 4.0 mm, lo que facilita su manipulación y almacenamiento.
- **Vida útil prolongada:** El test tiene una vida útil de 2 años (24 meses), lo que permite su almacenamiento a largo plazo.

ESPECIFICACIONES	
Código nacional	211996.3 (Test de Cocaína) 211994.9 (Test de Marihuana)
Precisión	Superior al 99%
Método de ensayo	Detección cualitativa
Muestra requerida	Orina
Sensibilidad	Prueba de Cocaína: Detecta concentraciones de cocaína de 300 ng/mL en orina. Prueba de Marihuana: Puede detectar la presencia de THC en concentraciones de 50 ng/mL de orina.
Temperatura de almacenamiento	Se debe almacenar entre 4 y 30 grados centígrados.
Contenido del kit	Incluye 1 tarjeta de inmersión, un desecante y las instrucciones de uso.
Resultados	Lea los resultados entre 3 y 8 minutos.
EAN	7427136265012 (Test de Cocaína)
Normativa	
Este Test de Cocaína o Marihuana en Orina de Detección Rápida cumple con varias normativas y regulaciones. Entre ellas se incluyen la norma ISO 13485, que garantiza la calidad y la gestión de los sistemas de calidad en la fabricación de dispositivos médicos. Además, el producto cuenta con la certificación 510K, que es requerida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para demostrar la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. Asimismo, posee la certificación CE, que indica que el producto cumple con los estándares de seguridad, salud y protección ambiental exigidos en el Espacio Económico Europeo. Por último, el test está clasificado como CLIA-Waived, lo que significa que ha sido considerado por el Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) como un ensayo simple y de bajo riesgo, lo que facilita su uso en entornos de atención médica.	



DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE

- Test de Cocaína en Orina de Detección Rápida





- Test de Marihuana en Orina de Detección Rápida





